

SPECIÁLNÍ FUNKCE



BODOVÉ MASÁŽE

Masážní hlavice mohou masírovat konkrétní místo.



HNĚTÍ

Kůže a svaly se buď sevrou a hněte mezi palcem a ukazováčkem, nebo oběma rukama. Tato masážní technika se používá zejména k uvolnění napětí.



POKLEPÁNÍ

Krátké poklepávací pohyby se provádějí hranou ruky, dlaní nebo pěstí. To podporuje prokrvení kůže a změkčuje napjaté svaly. Pokud se poklepávání provádí ve výšce plic, může to zlepšit uvolňování hlenu v plicích.



SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (stlak prsty) je forma tělesné terapie pocházející z Japonska. Tato masážní technika spočívá v jemných, rytmických, hlubokých protahováních a rotacích. Cílem Shiatsu je stimulovat jednotlivé části těla a mobilizovat svaly.



STLAČENÍ VZDUCHU

Zvedající se a ustupující vzduchové vankúšky mají pumpovací pohyb, který vyvolává přirozené svalové reflexy. To je obzvláště prospěšné v oblasti lýtek a chodidel.




HNĚTĚNÍ A POKLEPÁNÍ (DVOJITÁ ÚČINNOST)

Techniky hnětení a poklepávání jsou kombinovány, aby se uvolnilo napětí a zároveň stimuloval krevní oběh.



AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Speciálně vyvinuté automatické programy pro celé tělo, které nabízejí širokou škálu různých masážních technik. Navíc si můžete také zapnout funkci vyhřívání, pokud si přejete. Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely
Historie
Uloženo
Dostupné



ZÁDOVÁ OBLAST

Individuálně použitelná pro masážní oblast jakékoli velikosti.




OHŘEV UHLÍKEM

Hluboce pronikající infračervené uhlíkové teplo rozšiřuje cévy, zvyšuje se průtok krve a snižuje se svalové napětí. Navíc má velmi blahodárný účinek na nervové buňky, které jsou zodpovědné za hlášení bolesti do mozku.



VÁLEČEK NA CHODIDLA

Masáž chodidel stimuluje nervová zakončení a určité orgány těla, což také uvolňuje svaly.



VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Masáž celého těla airbagem. Různé oblasti lze individuálně vybrat.



BLUETOOTH

Bezdrátové připojení k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu zajišťuje usnadněný hudební zážitek.



NULOVÁ GRAVITACE

Vžijete se do pozice astronauta – ten „pocit beztlíže“



Specifikace produktu

Model: BetaSonic III
Hrubá hmotnost: 95KG
Čistá hmotnost: 80KG
Napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 220 W
Tlak vzduchu: 0.022-0.03MPa
Hluk: ≤60dB
Bezpečnostní provedení: Class I
Doba chodu: 20 Minuten
Certifikáty:

braintronics®: 21 Minuten

Rozměry:
V sedě 50 x 76 x 116 cm
V leže 95 x 156 x 185 cm



SVĚTLÁ



ŠEDÁ/ČERNÁ



SVĚTLÁ/HNĚDÁ

Alpha křesla CZ s.r.o.
V Zahradkách 860, Líně - Sulkov
330 21

Tel.: 604/234 341, 603/237 868
E-mail: info@masaznikresla.cz
Web: www.profinmedica.cz



CASADA
HEALTHCARE

BETASONIC III



CASADA BetaSonic III – Relaxace na nejvyšší úrovni

BetaSonic III kombinuje nejmodernější masážní technologii s hloubkovou regenerací. Díky individuálně nastavitelnému opěradlu se masáž dokonale přizpůsobí jakékoli velikosti těla. Hluboce pronikající infračervené uhlíkové teplo rozšiřuje cévy, podporuje krevní oběh a uvolňuje napětí a bolest. Masáž chodidel integrovanými válečky stimuluje nervová zakončení a orgány, uvolňuje svaly a zlepšuje celkovou pohodu. Jemná, individuálně nastavitelná masáž airbagem navíc poskytuje úlevu celému tělu. Pro plně příjemný zážitek nabízí BetaSonic III funkci Bluetooth pro bezdrátové streamování hudby.

Inovativní beztlížná poloha, inspirovaná cestováním vesmírem, optimálně rozkládá tělesnou hmotnost a uvolňuje klouby a svaly. Cílené masáže Shiatsu uvolňují napětí, zatímco hnětení a poklepávání stimulují krevní oběh. Různé automatické programy a volitelná funkce ohřevu dělají z BetaSonic III perfektní volbu pro relaxaci a regeneraci – kdykoli, stisknutím tlačítka.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Lidský mozek je složitý orgán složený z nespočtu nervových buněk, známých také jako neurony, které neustále produkují drobné elektrické impulsy. Každá myšlenka, každý zvuk a každý dojem se přenáší těmito malými elektrickými impulsy; je to takřikajíc jazyk mozku. Součet těchto impulsů, když jsou graficky znázorněny, tvoří vlnovou křivku. Tyto vlny se označují jako mozkové vlny.

Kombinací audio stimulace braintronics®, řízené meditace a uklidňující masáže lze dosáhnout různých stavů relaxace v mozku prostřednictvím stimulace mozkových vln. Ať už chcete trvale zlepšit svou koncentraci, relaxovat nebo se rozmazlovat – s masážním křeslem z rodiny Casada je možné vše.

